

## Verwijdering van spataderen (berkentakjes)

Wie heeft ze niet? Spataderen. Levensbedreigend zijn ze niet, maar veelal wordt het als vervelend en lelijk ervaren. Spataderen zijn verwijde bloedvaten die onvoldoende werken. De kleppen in de beenaderen zorgen ervoor dat het bloed niet terugstroomt. Bij mensen met spataderen werken deze kleppen niet goed, waardoor het bloed terugstroomt en de ader op die plek gaat verwijden. Het slechte nieuws is dat spataderen niet uit zichzelf verdwijnen. Het goede nieuws is dat er veel aan te doen is.

### Directe en definitieve verwijdering van rode adertjes


De TC 3000 is een revolutionaire techniek voor behandeling van oppervlakkige adertjes en couperose. Het gebruik van de TC 3000 resulteert in directe en definitieve verwijdering van rode adertjes op benen, gezicht en andere lichaamsdelen.

De TC 3000 kan couperose en oppervlakkige adertjes behandelen, welke niet behandeld kunnen worden met micro-sclerotherapie, omdat deze hiervoor te klein zijn. Bovendien kunnen adertjes op plekken als enkels en gezicht behandeld worden. Anders dan bij laser, heeft de TC 3000 geen bijwerkingen als littekens en pigmentverlies. Ook is de behandeling met de TC 3000 relatief pijnloos. Het gebruik van de TC 3000 is uiterst effectief en wordt zonder verdoving uitgevoerd.

### De behandelmethode

De TC 3000 is uniek in zijn gebruik door het verhitten van adertjes met microcoagulatie. Het werkt niet met een galvanische stroom, maar met een stroom met hoge frequentie. Dit veroorzaakt een coagulatie op de plaats van de naald, waardoor de ader gelijk verdwijnt. De microcoagulatie geeft geen risico voor het beschadigen van de opperhuid. Belangrijk is wel om te weten, dat er na de behandeling van de oppervlakkige adertjes minikorstjes ontstaan die na 3 of 4 weken er vanzelf afvallen.

De behandelingsmethode heeft niets te maken met electrocoagulatie. De TC 3000's thermocoagulatie komt voort uit de innovatie op het gebied van elektronica en IT.



### Duur van de behandeling

Een behandeling met de TC 3000 neemt ongeveer 10 tot 15 minuten in beslag waarin zo'n 40 tot 50 centimeter ader behandeld kan worden. Na de behandeling kan de patiënt zich direct bezighouden met de alledaagse activiteiten. Gemiddeld zijn er zo'n 2 tot 3 behandelingen nodig.

### Een aantal belangrijke voordelen:

- Direct resultaat (de ader verdwijnt gelijk na behandeling)
- Blijvend resultaat
- Snel; behandeld 40-50 centimeter ader in één behandelsessie
- Kan gebruikt worden op alle delen van het lichaam, inclusief enkels, knieën en gezicht
- Relatief pijnloos
- Geschikt voor alle huidtypen
- Te gebruiken in alle seizoenen van het jaar, het is niet nodig uit de zon te blijven
- Gebruiksvriendelijk

Bovendien heeft het geen bijwerkingen heeft, zoals;

- Geen pigmentverlies
- Geen allergische reacties
- Geen brandplekken/wonden
- Geen necrose (weefselversterf)

*Geen risico dus !!*



### Conclusie

De TC 3000 brengt een effectieve en risicovrije behandeling voor een veelvoorkomend probleem. Het is een gebruiksvriendelijk apparaat met weinig of geen bijwerkingen en snelle resultaten. Zeer gewaardeerd door zowel arts als patiënt.

### Enkele kenmerken van een behandeling met de TC3000

Behandelduur:	gemiddeld 15 minuten.
Resultaat:	zichtbaar na 2 tot 3 behandelingen.
Duurzaamheid:	permanent.
Kosten:	vanaf € 100,-.